


| Abbildung   | Bezeichnung   | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|---|---|------|----------|-------|
|   | Kiste 08/10 CST<br>RDG Miele G7826 + E705                       | 1    | 605798   | 1     |
|   | Aufkleber Kiste 08/10 CST<br>RDG Miele G7826 + E705             | 4    | 608237   | 2     |
|    | Packanleitung Kiste 08/10 CST<br>Miele G7826 + E705             | 1    | 608291   | 2     |
|    | Inhaltsliste Kiste 08/10 CST<br>laminiert                       | 1    | 606542   | 2     |
|   | Desinfektor Miele G7826 kpl.<br><b>VersNr. 6640-12-364-5908</b> | 1    | 600578   | 1     |
|   | Transportmodul rollbar 6-teilig,<br>L/B/H 1000/895/2080 mm      | 1    | 600386   | 2     |
|   | Seitenteil 2080/810/40 mm                                       | 2    | 600635   | 3     |
|   | Seitenteil 2080/995/40 mm                                       | 2    | 600636   | 3     |
|   | Deckel 995/810/40 mm  | 1    | 600637   | 3     |
|   | Transportsockel<br>805/912/170 mm                               | 1    | 600638   | 3     |
|  | Senk-Schraube DIN7991 M10x100, A2                               | 8    | 600639   | 3     |
|  | Sechskant-Schraube DIN933 M10x70<br>A2                          | 4    | 600640   | 3     |
|  | Sechskant-Schraube DIN933 M10x40<br>A2                          | 4    | 600641   | 3     |
|  | Scheibe D 30 x d 10,7 mm, A2                                    | 18   | 600642   | 3     |
|  | Scheibe D20, d11, A   | 4    | 600633   | 3     |
|  | Senk-Schraube DIN7991 M10x120, A2                               | 3    | 606370   | 3     |
|  | Sechskant-Mutter DIN985, M10 A2                                 | 11   | 602693   | 4     |

| Abbildung   | Bezeichnung   | Anz.   | Art. Nr.         | Stufe          |
|---|---|--------|------------------|----------------|
|    | Desinfektor Miele G7826<br>Schlüssel f. Miele G7826   | 1<br>2 | 601609<br>603533 | 2<br>3         |
|    | Dokumentationsordner<br>RDG Miele G7826<br><br><i>im Lieferumfang enthalten:</i><br><ul style="list-style-type: none"><li>- Kurzanleitung</li><li>- Gebrauchsanweisung</li><li>- Programmübersicht</li><li>- Checklisten</li><li>- Schaltpläne</li><li>- Installationsplan</li><li>- Wartungsprotokolle</li><li>- Betriebsanleitung Neodisher</li><li>- Sicherheitsdatenblätter<br/>Neodisher</li><li>- Programmierhandbuch<br/>Profitronic</li></ul><br>Miele G7826 EinsLaz<br>Montageanleitung<br>1<br>605644<br>3<br>RDG Miele G7826<br>Anleitung Frostschutz<br>1<br>607140<br>3<br>RDG Miele G7826<br>Packanleitung<br>1<br>607141<br>3<br><br><i>Befindet sich im Geräteunterschrank.</i> | 1      | 600877           | 2<br>Fa. Miele |
|  | Prozessvalidierungsbericht Miele G7826  | 1      | 603795           | 3              |
|  | Bericht Erneute Leistungsqualifikation<br>Miele G7826   | 1      | 608295           | 3              |
|   | Validierung/Erneute<br>Leistungsqualifikation   | 1      | 608294           | 2              |

| Abbildung   | Bezeichnung  | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|---|--|------|----------|-------|
|    | Schaumstoffzuschnitt M, Korb E 705 zur Transportsicherung<br>L/B/H 570/430/50 mm<br>(Auf Kontur geschnitten) | 2    | 600778   | 1     |
|    | E705 Wagen TA für MIC-Instrumente<br>B/T/H 530/600/630 mm<br>RDG 1+2 im Spülraum des RDG transportiert       | 1    | 600643   | 1     |
|   | E336 Spülhülse<br>L/Ø 118/16 mm  | 3    | 600644   | 2     |
|  | E362 Blindschraube<br>L/Ø 14/10 mm   | 2    | 600645   | 2     |
|  | E442 Spülhülse Ø 4 – 8 mm<br>L/Ø 120/20 mm   | 15   | 600646   | 2     |
|  | E443 Spülhülse Ø 8 – 12 mm<br>L/Ø 120/20 mm  | 5    | 600647   | 2     |
|  | E444 Trommel für Kaltlichtkabel / Saugschläuche<br>L/Ø 112/112/185 mm<br>Gewicht 280 g                       | 1    | 600648   | 2     |
|  | E445 Kappe für Spülhülse 6 mm<br>L/Ø 20/20 mm  | 12   | 600649   | 2     |
|   | E446 Kappe für Spülhülse 10 mm<br>L/Ø 20/20 mm   | 12   | 600650   | 2     |
|  | E447 Adapter weiblich für Luer/Lock männlich<br>L/Ø 25/8 mm  | 3    | 600651   | 2     |
|  | E448 Silikonschlauch 300 mm lang, 5 x 1,5 mm<br>L/Ø 300/8 mm   | 6    | 600343   | 2     |

| Abbildung   | Bezeichnung   | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|---|---|------|----------|-------|
|    | E449 Adapter männlich, für Luer/Lock weiblich                         | 5    | 600652   | 2     |
|    | E451 Einsatz 1/6 Siebschale<br>L/B/H 235/147/62 mm                    | 1    | 600653   | 2     |
|    | E452 Injektordüse 2,5 x 60 mm<br>L/Ø 60/10 mm                         | 3    | 600654   | 2     |
|    | E453 Injektordüse 4,0 x 110 mit<br>Halteklammer<br>L/B/H 110/30/10 mm | 8    | 600655   | 2     |
|    | E454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-<br>15 mm<br>L/Ø 150/8 mm       | 6    | 600656   | 2     |
|   | E456 Öffnungs feder für MIC Instrumente<br>L/B/H 145/75/20 mm         | 4    | 600344   | 2     |
|  | E464 Aufnahme für Injektordüsen E454<br>L/Ø 65/12 mm                  | 3    | 600657   | 2     |
|  | E472 Klemmfeder für Injektordüse Ø 4<br>mm<br>L/B/H 45/32/10 mm       | 2    | 600658   | 2     |