



Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Kiste 09/10 CST RDG Miele G7826 + E705	1	605799	1
	Aufkleber Kiste 09/10 CST RDG Miele G7826 + E705	4	608238	2
	Packanleitung Kiste 09/10 CST Miele G7826 + E705	1	608292	2
	Inhaltsliste Kiste 09/10 CST laminiert	1	606543	2
	Desinfektor Miele G7826 kpl. VersNr. 6640-12-364-5908	1	600578	2
	Transportmodul rollbar 6-teilig, L/B/H 1000/895/2080 mm	1	600386	3
	Seitenteil 2080/810/40 mm	2	600635	4
	Seitenteil 2080/995/40 mm	2	600636	4
	Deckel 995/810/40 mm	1	600637	4
	Transportsockel 805/912/170 mm	1	600638	4
	Senk-Schraube DIN7991 M10x100, A2	8	600639	4
	Sechskant-Schraube DIN933 M10x70 A2	4	600640	4
	Sechskant-Schraube DIN933 M10x40 A2	4	600641	4
	Scheibe D 30 x d 10,7 mm, A2	18	600642	4
	Scheibe D20, d11, A	4	600633	4
	Senk-Schraube DIN7991 M10x120, A2	3	606370	4
	Sechskant-Mutter DIN985, M10 A2	11	602693	4

Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Desinfektor Miele G7826	1	601609	3
	Schlüssel f. Miele G7826	2	603533	4
	Dokumentationsordner RDG Miele G7826	1	600877	2
	<i>Im Lieferumfang enthalten:</i>			
	- Kurzanleitung - Gebrauchsanweisung - Programmübersicht - Checklisten - Schaltpläne - Installationsplan - Wartungsprotokolle - Betriebsanleitung Neodisher - Sicherheitsdatenblätter Neodisher - Programmierhandbuch Profitronic		Fa. Miele	
	Miele G7826 EinsLaz Montageanleitung	1	605644	3
	RDG Miele G7826 Anleitung Frostschutz	1	607140	3
	RDG Miele G7826 Packanleitung	1	607141	3
	<i>Beendet sich im Geräteunterschrank.</i>			
	Prozessvalidierungsbericht Miele G7826	1	603795	3
	Bericht Erneute Leistungsqualifikation Miele G7826	1	608295	3
	Validierung/Erneute Leistungsqualifikation	1	608294	2


Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Schaumstoffzuschnitt M, Korb E705 zur Transportsicherung L/B/H 570/430/50 mm (Auf Kontur geschnitten)	2	600778	2
	E705 Wagen TA für MIC-Instrumente B/T/H 530/600/630 mm RDG 1+2 im Spülraum des RDG transportiert	1	600643	1
	E336 Spülhülse L/Ø 118/16 mm	3	600644	2
	E362 Blindschraube L/Ø 14/10 mm	2	600645	2
	E442 Spülhülse Ø 4 – 8 mm L/Ø 120/20 mm	15	600646	2
	E443 Spülhülse Ø 8 – 12 mm L/Ø 120/20 mm	5	600647	2
	E444 Trommel für Kaltlichtkabel / Saugschläuche L/Ø 112/112/185 mm Gewicht 280 g	1	600648	2
	E445 Kappe für Spülhülse 6 mm L/Ø 20/20 mm	12	600649	2
	E446 Kappe für Spülhülse 10 mm L/Ø 20/20 mm	12	600650	2
	E447 Adapter weiblich für Luer/Lock männlich L/Ø 25/8 mm	3	600651	2
	E448 Silikonschlauch 300 mm lang, 5 x 1,5 mm L/Ø 300/8 mm	6	600343	2

Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	E449 Adapter männlich, für Luer/Lock weiblich	5	600652	2
	E451 Einsatz 1/6 Siebschale L/B/H 235/147/62 mm	1	600653	2
	E452 Injektordüse 2,5 x 60 mm L/Ø 60/10 mm	3	600654	2
	E453 Injektordüse 4,0 x 110 mit Halteklammer L/B/H 110/30/10 mm	8	600655	2
	E454 Injektordüse für Trokarhülsen 10- 15 mm L/Ø 150/8 mm	6	600656	2
	E456 Öffnungsfeder für MIC Instrumente L/B/H 145/75/20 mm	4	600344	2
	E464 Aufnahme für Injektordüsen E454 L/Ø 65/12 mm	3	600657	2
	E472 Klemmfeder für Injektordüse Ø 4 mm L/B/H 45/32/10 mm	2	600658	2