

Legen Sie die rechts aufgezeigten Artikel – wenn möglich in Schutzfolie verpackt - in den Vorratstank



601312



601314



601311



2 x 601316



606571




600812



600545



605897



606019




606733




606541

Legen Sie zuoberst den Ordner Betriebsanleitung Umlaufkühler 2000/20 (Art.-Nr. 606019) sowie die Packanleitung (Art.-Nr. 606733) und die Inhaltsliste (Art.-Nr. 607712)



Legen Sie den Deckel Vorratstank (Art.-Nr. 606699) auf den Vorratstank



Schließen Sie den Haubenbehälter