

Inhaltsliste

Art.-Nr. 604993

## Mobile Instrumentenaufbereitung

Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180

## **Gesamter Inhalt des Containers Lagerung Sterilgut EL**

Der gesamte Inhalt des Containers Lagerung Sterilgut EL ist in folgenden Inhaltslisten dokumentiert:

- Inhaltsliste Container Lagerung Sterilgut EL
- Inhaltsliste Schränke Container Lagerung Sterilgut EL
- Inhaltsliste Abwasserhebeanlage 160 HSK EL
- Inhaltsliste Spültisch UOA 400-4 in TrspVerp
- Inhaltsliste Permeattank 400 I NASK II in TrspVerp
- Inhaltsliste Spülschrank mit Einbau-URG in TrspVerp
- Inhaltsliste Fundamentstützen CLS in Transportbox
- Inhaltsliste Dampfsterilisator VARIOKLAV® 65 TC-Bw kpl.
- Inhaltsliste Dampfsterilisator VARIOKLAV® 65 TC-Bw kpl.
- Inhaltsliste Umlaufkühler 1800/20
- Inhaltsliste Umlaufkühler 1800/20
- Inhaltsliste 4 Ionenaustauscher in Haubenbehälter
- Inhaltsliste Modulblock UOA 4-fach L-Form in TrspVerp
- Inhaltsliste Transportkoffer DSG Durchlaufsiegelgerät
- Inhaltsliste Transportkoffer 1/2 Prüfausstattung Sterilisator (Prozessdokumentationssystem)
- Inhaltsliste Transportkoffer 2/2 Prüfausstattung Sterilisator (Prozessdokumentationssystem)
- Inhaltsliste Transportkoffer 1/2 Prüfmittelausstattung, Sterilisations- / Desinfektionsgerät
- Inhaltsliste Transportkoffer 2/2 Prüfmittelausstattung, Sterilisations- / Desinfektionsgerät
- Inhaltsliste Transportkoffer Ordner Dokumentation

Die Inhaltslisten sind nach dem Transportzustand der Ausrüstungsgegenstände aufgebaut.

## Inhalt

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Inhalt.....                       | 3  |
| Übersicht Teileboxen EinsLaz..... | 5  |
| Container .....                   | 6  |
| Transportzubehör.....             | 7  |
| Dokumentation.....                | 9  |
| Kisten CLS.....                   | 10 |
| Weitere Packstücke .....          | 14 |

## Abkürzungen

| Abkürzung | Erläuterung                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| CLS       | Container Lagerung Sterilgut                                |
| CSE       | Einheit von Containerraummodul und Geräten                  |
| CST       | Container Sterilisation 2x4 StE                             |
| CTZ       | Container Transport Zubehör                                 |
| EL        | Einsatzlazarett                                             |
| SL        | Sterilgut-Lagercontainer,<br>= Container Lagerung Sterilgut |

**Die Stufe in der letzten Spalte bedeutet**

|                                                      | Bezeichnung | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-------|
| Container Lagerung Sterilgut transportfertig gepackt |             |      |          | 1     |
| im Lieferumfang von Stufe 1 enthaltene Teile         |             |      |          | 2     |
| im Lieferumfang von Stufe 2 enthaltene Teile         |             |      |          | 3     |
| im Lieferumfang von Stufe 3 enthaltene Teile         |             |      |          | 4     |
| im Lieferumfang von Stufe 4 enthaltene Teile         |             |      |          | 5     |


**In diesem Container befinden sich u.a. Komponenten aus Sätzen mit folgender Bezeichnung**

| Bezeichnung                                    | Art. Nr. | CST              |                   | CLS | CTZ |
|------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|-----|-----|
|                                                |          | Technik-<br>raum | Reiner<br>Bereich |     |     |
| Satz Verbindungsschläuche Wassermanagement     | 604062   | •                |                   | •   |     |
| Satz Befestigungsgurte                         | 604064   | •                | •                 | •   | •   |
| Satz Kantenschutzprofile                       | 604065   | •                | •                 | •   | •   |
| Satz Verzurrahmen/ Verzurrleisten              | 604066   | •                | •                 | •   | •   |
| Satz Befestigungsschrauben Verzurrahmen        | 604067   | •                | •                 | •   |     |
| Teilebox Abdeckkappen Kunststoff               | 604068   | •                | •                 | •   |     |
| Satz Belüftungsschläuche weiß                  | 604070   |                  |                   |     | •   |
| Satz Deckenleuchten (Kiste mit 5, 7, 8 Lampen) | 604071   | •                |                   |     | •   |
| Satz Anschluss Abluftkanal ULK im CSE          | 604072   |                  |                   | •   | •   |
| Satz Ver- und Entsorgungsleitungen CST         | 604094   | •                |                   | •   |     |
| Satz Abluft Miele                              | 604434   |                  |                   | •   | •   |
| Satz Kabelkanäle                               | 604115   |                  |                   | •   | •   |
| Satz Kantenabdeckungen, magnetisch             | 604114   |                  |                   |     | •   |
| Satz Trennwand 3 RDG Reiner Bereich            | 605746   |                  |                   |     | •   |


### Übersicht Teileboxen EinsLaz



| Bezeichnung                                                                 | wird transportiert in                   | Inhalt beim Transport                                                                                                 | Inhalt bei aufgebautem Sterilisationsmodul                | Art. Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Kleinteilebox 1 Sterilgut-Lagerschränke<br>L/B/H 270/180/45 mm              | Schrank A Sterilgut-Lagercontainer      | Schrauben für Fachböden<br>3 Abdeckkappen (Metall)                                                                    | Abdeckkappen                                              | 605651   |
| Kleinteilebox 2 Dichtungen/<br>Fittinge CSE<br>L/B/H 270/180/45 mm          | Werkzeugbox<br>Sterilgut-Lagercontainer | Inhalt unverändert                                                                                                    |                                                           | 605652   |
| Kleinteilebox 3 Dichtungen/<br>Fittinge CST<br>L/B/H 270/180/45 mm          | Technikraum<br>Container CST            | Inhalt unverändert                                                                                                    |                                                           | 605653   |
| Kleinteilebox 4<br>Wanddurchführungen CRM<br>L/B/H 270/180/45 mm            | Gitterbox<br>Frachtcontainer            | Schrauben und<br>Scheiben                                                                                             | Reserve                                                   | 605654   |
| Kleinteilebox 5 Schrauben<br>Trennwand 3 RDG<br>L/B/H 270/180/45 mm         | Transportplatte im<br>Frachtcontainer   | Schrauben und<br>Scheiben                                                                                             | Reserve                                                   | 605655   |
| Teilebox Abdeckkappen SL<br>Sterilgut-Lagercontainer<br>L/B/H 190/165/90 mm | Gitterbox im<br>Frachtcontainer         | Abdeckkappen<br>Kunststoff<br>DN 55 für<br>Bodenelemente                                                              | Senkschrauben,<br>Sechskantschrauben,<br>Mutter, Scheiben | 604068   |
| Teilebox Abdeckkappen<br>CST Technikraum<br>L/B/H 190/165/90 mm             | Gitterbox im<br>Frachtcontainer         | Abdeckkappen<br>Kunststoff<br>DN 55 für<br>Bodenelemente,<br>Schrauben der<br>beiden T-Stücke<br>und des Y-<br>Stücks | Senkschrauben                                             | 606011   |
| Teilebox Abdeckkappen<br>CST reiner Bereich<br>L/B/H 190/165/90 mm          | Gitterbox im<br>Frachtcontainer         | Abdeckkappen<br>Kunststoff<br>DN 55 für<br>Bodenelemente                                                              | Senkschrauben,<br>Sechskantschrauben,<br>Mutter, Scheiben | 606012   |
| Teilebox Schrauben<br>Anschlussrahmen<br>L/B/H 190/165/90 mm                | Packtasche für<br>Anschlussrahmen       | Schrauben und<br>Scheiben                                                                                             | Reserve                                                   | 606834   |

**Container**

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                       | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Container Lagerung Sterilgut EL<br>komplett gepackt<br>L/B/H 6058/2438/2483 mm<br><b>VersNr. 5411-12-396-1189</b> | 1    | 604088   | 1     |
|   | Container Lagerung Sterilgut EL mit<br>Edelstahl-Hochschränken                                                    | 1    | 606599   | 2     |
|  | Transportabdeckung für Rückwandtür<br>Sterilgut-Lagercontainer (Schall) B/T/H<br>970/50/2040 mm                   | 1    | 600060   | 3     |
|                                                                                     | Querstrebe Transportabdeckung L/B/H<br>50/50/965 mm                                                               | 3    | 605709   | 3     |
|                                                                                     | Scheibe DIN9021-8,4 A2                                                                                            | 8    | 602758   | 3     |
|                                                                                     | Zylinder-Schraube DIN912 M8x80 A2                                                                                 | 8    | 50086728 | 3     |

**Transportzubehör**

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                          | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Ratschenspanngurt 3,5 m / 0,4 t / 25mm, blau (für Werkzeugbox)       | 2    | 600067   | 1     |
|                                                                                     | Ratschenspanngurt 25 mm, 6,0 m, 0,5 t (für Aesculap Tranferwagen)    | 2    | 600678   |       |
|                                                                                     | Ratschenspanngurt 5,0 m; 0,4t, blau (für Transportwagen TW66V - 790) | 2    | 602877   |       |
|                                                                                     | Ratschenspanngurt 4,5 m; 0,4t, blau                                  | 1    | 602876   |       |
|                                                                                     | Ratschenspanngurt 25 mm, 2,0 m, 0,4 t                                | 1    | 606464   |       |
|    | Ratschenspanngurt 50 mm / 9,0 m /1,0 t                               | 2    | 600675   | 1     |
|    | Ratschenspanngurt 35 mm / 11,0 m / 1,5 t                             | 12   | 600676   | 1     |
|  | Ratschenspanngurt 25 mm / 2,0 m / 1,0 t (für Kiste Fundamentstützen) | 2    | 600677   | 1     |
|  | Ratschenspanngurt 25 mm / 6,0 m / 0,5 t (für Regalleitern)           | 2    | 600678   | 1     |
|  | Ratschenspanngurt 25 mm / 4,0 m / 0,5 t (für Akkuschauber)           | 2    | 602638   | 1     |
|  | Satz Befestigungsschrauben Verzurrahmen                              | 1    | 604067   | 1     |
|                                                                                     | Senk-Schraube DIN 7991 M8 x 25, A2                                   | 60   | 600689   | 2     |
|                                                                                     | Sechskant-Schraube DIN933 M8x25 A2                                   | 24   | 50086647 | 2     |
|                                                                                     | Sechskant-Mutter DIN934 M8 A2                                        | 24   | 602651   | 2     |
|                                                                                     | Scheibe DIN125 - 8,4 A2                                              | 24   | 602236   | 2     |
|  | Einschubrahmen Längsträger li. CLS L/B/H 5640/50/50 mm               | 1    | 605711   | 1     |
|                                                                                     | Einschubrahmen Längsträger re. CLS L/B/H 5640/50/50 mm               | 1    | 605712   | 1     |
|  | Einschubrahmen Querträger CLS L/B/H 808/85/50 mm                     | 9    | 605713   | 1     |

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                               | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Einschubrahmen Querträger<br>Doppelösen CLS<br>L/B/H 808/85/50 mm         | 1    | 606409   | 1     |
|    | Verzurrleiste L/B/H 500/48/70 mm                                          | 2    | 600688   | 1     |
|    | Verzurrrahmen kpl. Umlaufkühler EL<br>L/B/H 828/615/70 mm                 | 1    | 605845   | 1     |
|    | Edelstahl Flachpalette Bgr.<br>L/B/H 1200/800/150 mm                      | 3    | 605543   | 1     |
|  | Edelstahl Flachpalette Bgr., mit<br>Stapelprofil<br>L/B/H 1200/800/150 mm | 3    | 605544   | 1     |
|  | Kantenschutz-Winkel Umreifung<br>Kunststoff L/B/H 45/45/57 mm             | 24   | 606666   | 1     |
|  | Palettengestell Bgr. L/B/H 800/600/565<br>mm                              | 1    | 605932   | 1     |
|  | Tragegurt 1000 kg, 5,0 m                                                  | 2    | 606161   | 1     |
|  | Klettband 50 mm / 0,2 m                                                   | 1    | 603039   | 1     |

**Dokumentation**


| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                         | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | <p>Betriebsanleitung Container Lagerung Sterilgut EL (<i>Ordner</i>)</p> <p><i>Der Ordner befindet sich im Transportkoffer Ordner Dokumentation. Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer Ordner Dokumentation.</i></p>            |      | 605648   |       |
|    | <p>Sammelordner Betriebsanleitungen Sterilisationsmodul EinsLaz (<i>Ordner</i>)</p> <p><i>Der Ordner befindet sich im Transportkoffer Ordner Dokumentation. Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer Ordner Dokumentation.</i></p> |      | 607167   |       |
|   | <p>Montageanleitungen Sterilisationsmodul EinsLaz (<i>Sammelordner</i>)</p> <p><i>Der Ordner befindet sich im Transportkoffer Ordner Dokumentation. Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer Ordner Dokumentation.</i></p>         |      | 607168   |       |
|  | <p>Betriebsanleitung Wassermanagement CSE (<i>Ordner</i>)</p> <p><i>Der Ordner befindet sich im Transportkoffer Ordner Dokumentation. Inhalt siehe Inhaltsliste Transportkoffer Ordner Dokumentation.</i></p>                       |      | 606478   |       |

**Kisten CLS**


| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                        | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | <p>Abwasserhebeanlage 160 HSK EL in Transportverpackung</p> <p><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Abwasserhebeanlage</i></p>                                             | 1    | 609875   | 1     |
|   | <p>Transportwagen TW66V-790<br/>B/T/H 600/730/975 mm</p>                                                                                                           | 2    | 604078   |       |
|  | <p>Schaumstoff TW<br/>L/B/H 760/530/40 mm</p>                                                                                                                      | 1    | 610085   |       |
|  | <p>Dampfsterilisator<br/>VARIOKLAV® 65 TC Bw kpl.<br/>Vers.-Nr. 6545-12-355-4475</p> <p><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Dampfsterilisator VARIOKLAV® 65 TC Bw</i></p> | 2    | 600380   | 1     |
|  | <p>Spültisch mit UOA MSE 400-4 in Transportverpackung</p> <p><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Spültisch mit UOA MSE 400-4</i></p>                                      | 1    | 609873   | 1     |

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                             | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Permeattank 400 I NASK II in Transportverpackung<br><br><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Permeattank 400 I NASK II</i>                                                      | 1    | 609874   | 2     |
|    | Spülschrank mit Einbau-URG in Transportverpackung<br><br><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Spülschrank mit Einbau-URG</i>                                                    | 1    | 609872   | 2     |
|   | Fundamentstützen CLS in TranspVerp<br><br><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Fundamentstützen CLS</i>                                                                         | 1    | 605745   | 2     |
|  | Umlaufkühler, luftgekühlt, Typ 1800/20 kpl. inkl. Haubenbehälter <b>4110-12-360-7878</b><br><br><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Umlaufkühler, luftgekühlt, Typ 1800/20</i> | 2    | 600381   | 2     |
|  | 4 Ionenaustauscher in Haubenbehälter<br><br><i>Inhalt siehe Inhaltsliste 4 Ionenaustauscher</i>                                                                         | 1    | 604904   | 2     |
|  | Modulblock UOA 4-fach L-Form in TrspVerp<br>L/B/H 765/454/320 mm<br><br><i>Inhalt siehe Inhaltsliste Modulblock UOA 4-fach L-Form</i>                                   | 1    | 609983   | 2     |
|  | Transportkoffer Ordner Dokumentation<br>L/B/H 690/520/365 mm                                                                                                            | 1    | 801093   | 1     |



| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                              | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Schrankwagen JF 900<br>B/T/H 1100/637/1300 mm<br>VersNr 6530-12-336-9724 | 1    | 600002   | 1     |
|                                                                                     | Abdeckhaube T<br>B/T/H 1220/760/160 mm                                   | 1    | 600785   | 1     |
|    | Sterilgutkorb 1 StE<br>L/B/H 572/278/265 mm                              | 3    | 600148   | 1     |
|   | Sterilgutkorb 1/2 StE<br>L/B/H 572/278/135 mm                            | 6    | 600149   | 1     |
|  | Schaumstoffschale T unten<br>L/B/H 590/300/80 mm                         | 1    | 600786   | 1     |
|  | Schaumstoffschale T oben<br>L/B/H 540/300/160 mm                         | 1    | 600784   | 1     |
|  | Sitzbank MSE<br>L/B/H 875/400/500 mm<br>VersNr. 7105-12-376-9695         | 1    | 600147   | 1     |
|                                                                                     | Sitzfläche Sitzbank<br>L/BH 875/400/110 mm                               | 1    | 601530   | 2     |
|                                                                                     | Rostauflage Norm 20<br>L/B/H 800/300 mm                                  | 1    | 601212   | 2     |
|                                                                                     | Standfuß für Sitzbank<br>L/B/H 800/300/450 mm                            | 4    | 601529   | 2     |
|                                                                                     | Klemmhalter zum Befestigen der Rostauflage                               | 2    | 601597   | 2     |
|                                                                                     | Flügelmutter zum Befestigen der Rostauflage                              | 2    | 601598   | 2     |
|  | Abfallsäcke<br>Pkg. 250 Stück                                            | 1    | 600802   | 2     |



| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                   | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Satz Kantenabdeckung, magnetisch                                              | 1    | 604114   | 1     |
|                                                                                     | Kantenabdeckung, magnetisch<br>L/H 900/200mm (Hebeanlage)                     | 1    | 610119   | 2     |
|                                                                                     | Kantenabdeckung, magnetisch<br>L/H 1900/200mm<br>(Hauptverteiler/Permeattank) | 1    | 610120   | 2     |
|                                                                                     | Kantenabdeckung, magnetisch<br>2880/200 mm (4 Tische quer)                    | 3    | 600364   | 2     |
|    | EL Schaumstoff Schrank I-AE-D<br>L/B/H 496/200/20 mm                          | 1    | 609829-T | 1     |
|                                                                                     | EL Schaumstoff Schrank I-AE-K<br>L/B/H 496/200/200 mm                         | 1    | 609828-T | 1     |
|  | Wartungspumpe MU-1 EMC<br>L/B/H 210/90/155 mm                                 | 1    | 609510   | 1     |
|  | Dichtigkeitstester                                                            | 1    | 609511   | 1     |



**Weitere Packstücke**

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                        | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Werkzeugbox CSE Sterilisationsmodul<br>EinsLaz komplett inkl. Werkzeugsatz<br>L/B/H 585/290/280 mm | 1    | 606044   | 1     |
|                                                                                     | Kleinteilemagazin, herausnehmbar L/B/H<br>520/225/45 mm                                            | 1    | 606042   | 2     |
|                                                                                     | Trageeinsatz, herausnehmbar L/B/H<br>550/242/88 mm                                                 | 1    | 606043   | 2     |
|                                                                                     | Werkzeugsatz Sterilisationsmodul<br>EinsLaz                                                        | 1    | 604052   | 2     |
|    | Maßband 5 m                                                                                        | 1    | 603075   | 3     |
|    | Zollstock 2 m                                                                                      | 1    | 603076   | 3     |
|   | Gabelringschlüssel SW 7                                                                            | 1    | 603077   | 3     |
|                                                                                     | Gabelringschlüssel SW 10                                                                           | 1    | 603078   | 3     |
|                                                                                     | Gabelringschlüssel SW 13                                                                           | 1    | 603079   | 3     |
|  | Wasserwaage L 40 cm                                                                                | 1    | 603080   | 3     |
|  | Zangenschlüssel groß, 300 mm                                                                       | 1    | 600082   | 3     |
|                                                                                     | Zangenschlüssel mittel, 250 mm                                                                     | 1    | 600083   | 3     |
|                                                                                     | Wasserpumpenzange mittel, 240 mm                                                                   | 2    | 600084   | 3     |
|                                                                                     | Seitenschneider                                                                                    | 1    | 600085   | 3     |
|  | Kreuzschlitz-Schraubendreher-Set<br>(Größe 1, 2, 3)                                                | 1    | 600086   | 3     |
|  | Schlitz-Schraubendreher, Gr. 3                                                                     | 1    | 600087   | 3     |
|                                                                                     | Schlitz-Schraubendreher, Gr. 4                                                                     | 1    | 600088   | 3     |
|                                                                                     | Schlitz-Schraubendreher, Gr. 6,5                                                                   | 1    | 600089   | 3     |
|  | Sechskant-Winkelschraubendreher, Satz<br>8-teilig                                                  | 1    | 600090   | 3     |
|  | Set Blindkappen, Versorgungssockel<br>MSE/3                                                        | 1    | 600418   | 2     |
|                                                                                     | Blindkappe G1"                                                                                     | 2    | 600292   | 3     |
|                                                                                     | Schneckenwindeschelle 16-25                                                                        | 2    | 600313   | 3     |
|  | Schlauch Silikon 3/4", 300 mm                                                                      | 1    | 600411   | 3     |

| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                     | Anz.   | Art. Nr. | Stufe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|-------|
|  | Haltemagnet Gurte                               | 2      | 606281   | 2     |
|  | Satz Montagematerial Ausrichtung RDG            | 1      | 604074   | 2     |
|                                                                                   | Unterlegplättchen L/B/H 30/50/1 mm              | 10     | 600368   | 3     |
|                                                                                   | Unterlegplättchen L/B/H 30/50/2 mm              | 10     | 600369   | 3     |
|                                                                                   | Unterlegplättchen L/B/H 30/50/3 mm              | 10     | 600370   | 3     |
|                                                                                   | Unterlegplättchen L/B/H 30/50/4 mm              | 10     | 600371   | 3     |
|                                                                                   | Unterlegplättchen L/B/H 30/50/5 mm              | 10     | 600372   | 3     |
|  | Kleinteilebox 2<br>Dichtungen / Fittinge CSE    | 1      | 605652   | 2     |
|                                                                                   | Kleinteilebehälter transparent                  | 1      | 603528   | 3     |
|                                                                                   | Doppelnippel reduziert, R3/4"-R1/2" A4          | 1      | 600066   | 3     |
|                                                                                   | Doppelnippel R1/2", 1.4571                      | 1      | 600286   | 3     |
|                                                                                   | Doppelnippel Edelstahl R3/4", 1.4408            | 1      | 601939   | 3     |
|                                                                                   | Verschraubung gerade 14,5 x 3/4"                | 1      | 606241   | 3     |
|                                                                                   | Verschraubung gerade 19 x 1"                    | 1      | 602842   | 3     |
|                                                                                   | Winkelverschraubung 14,5 x 3/4"                 | 1      | 600374   | 3     |
|                                                                                   | Winkelverschraubung 19 x 1"                     | 1      | 602420   | 3     |
|                                                                                   | Schneckengewindeschelle DIN3017-08-12 A2        | 1      | 600289   | 3     |
|                                                                                   | Schneckengewindeschelle DIN3017-10-16 A2        | 1      | 600901   | 3     |
|                                                                                   | Schneckengewindeschelle DIN3017-16-27 A2        | 1      | 600313   | 3     |
|                                                                                   | Flachdichtung 3/4", Kaltwasser D/d/s 25/07/2    | 1      | 600753   | 3     |
|                                                                                   | Flachdichtung D/d 18,5/10,5x2 mm<br>Gylon blau  | 17     | 600310   | 3     |
|                                                                                   | Flachdichtung D/d/s 29,5/19,5/2 mm<br>Silikon   | 2      | 603500   | 3     |
|                                                                                   | Flachdichtung D/d/s 18/12/2,5 mm Viton          | 2      | 605177   | 3     |
|                                                                                   | Flachdichtung D/d 30,5/19,5x2 mm<br>Gylon blau  | 2      | 606220   | 3     |
|                                                                                   | Flachdichtung D/d 24/18 mm Gylon blau           | 2      | 50091377 | 3     |
|                                                                                   | Flachdichtung D 23,5 x d 13,5 x 2 mm<br>Silikon | 2      | 602953   | 3     |
|                                                                                   | Dichtring geschlitzt D/d/s 28/20/20 mm          | 2      | 606593   | 3     |
| Inhaltsliste Werkzeugbox CSE laminiert                                            | 1                                               | 606063 | 2        |       |

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                              | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|    | Akku-Kompaktschrauber im Transportkoffer                 | 1    | 605708   | 1     |
|                                                                                     | Transportkoffer L/B/H 375/260/120 mm                     | 1    | 606068   | 2     |
|                                                                                     | Akku-Kompaktschrauber SE3 AEG L/B/H 220/150/45 mm        | 1    | 605586   | 2     |
|                                                                                     | Li-Ionen Akku 3,6 V/ 1,5 Ah L/B/H 40/30/110 mm           | 2    | 606069   | 3     |
|                                                                                     | Ladegerät L/B/H 153/90/75 mm                             | 1    | 606070   | 3     |
|                                                                                     | 4-teilig Set BIT Akkuschauber                            | 1    | 606598   | 2     |
|    | AEG Powertools SE 3.6 Originalbetriebsanleitung          | 1    | 608215   | 2     |
|   | Abluftkanal ULK Sammler L=1765 mm                        | 1    | 600422   | 1     |
|  | Abluftkanal ULK stehend L=1980 mm                        | 1    | 600423   | 1     |
|  | Revisionsabdeckung Abluftschacht ULK B/T/H 200/200/10 mm | 2    | 600426   | 2     |
|                                                                                     | Flügelmutter Ms, M6                                      | 8    | 600790   | 3     |
|                                                                                     | Scheibe D17, d6,5                                        | 8    | 600789   | 3     |
|  | Abluftrohr „11“, DN 125/1600 mm                          | 1    | 605753   | 1     |
|  | Abluftrohr „12“, DN125/940 mm                            | 1    | 605755   | 1     |
|                                                                                     | Befestigungsset SL Abluftkanäle                          | 1    | 606045   | 1     |
|  | Verzurrhalterung Abluftkanäle, oben L/B/H 630/340/100 mm | 1    | 606143   | 2     |
|  | Verzurrhalterung Abluftkanäle, unten L/B/H 628/105/80mm  | 1    | 605853   | 2     |

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                      | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|                                                                                     | Zylinder-Schraube DIN912 M8x25 A2                                | 3    | 606144   | 2     |
|                                                                                     | Scheibe DIN125-8,4 A2                                            | 3    | 602236   | 2     |
|                                                                                     | Sechskant-Mutter DIN934 M8 A2                                    | 3    | 602651   | 2     |
|    | Schaumstoff „SM“ Abluftkanäle ULK und Miele L/B/H 630/300/100 mm | 1    | 605854   | 1     |
|    | Ratschenspanngurt 25 mm / 2,0 m / 1,0 t                          | 2    | 600677   | 1     |
|   | Seitenteil B/T/H 40/630/1700 mm                                  | 2    | 604460   | 1     |
|  | Regalständer B/T/H 25/400/2000 mm                                | 4    | 600668   | 1     |

| Abbildung                                                                          | Bezeichnung                                                          | Anz. | Art. Nr. | Stufe |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
|   | Abdeckung Versorgungsöffnung, reine Seite<br>B/T/H 1200/90/800 mm    | 1    | 610111   |       |
|  | Schaumstoff Abdeckung Versorgungsöffnung RS1<br>L/B/H 1200/800/25 mm | 1    | 610112   |       |



**Änderungen vorbehalten**

---

**HP Medizintechnik GmbH**

85764 Oberschleißheim

Bruckmannring 34

Telefon: +49 89 4535194 - 60

<http://www.hp-med.com>

E-mail: [info@hp-med.com](mailto:info@hp-med.com)