


Spültisch mit Umkehrosmoseanlage MSE 400-4



Ersatzteilkatalog

Wassermanagement

Copyright

© 2020 HP Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen von Spezifikationen, Bedingungen und Preisen vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts sind auch auszugsweise nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen
vorbehalten.

Hersteller, Lieferant und Werkkundendienst

HP Medizintechnik GmbH
Bruckmannring 34
85764 Oberschleißheim

Tel: +49(89) 4535194 - 50

Fax: +49(89) 4535194 - 90

Internet: www.hp-med.com

Email: info@hp-med.com

Weitere Kontaktadressen finden Sie unter www.hp-med.com

Kurz-Bez. im Fließplan	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
1F, 1ROF1	Filtergehäuse („Filtertasche“) 10"	609698
1FR	Feinfilter C Rückspülbar 100 µm	609773
FI1RO5	Durchflussmesser 50 - 500 l/h	609774
FI1RO8	Durchflussmesser 100 – 1000 l/h	609775
FI1RO3	Durchflussmesser 40 - 400 l/h	609776
1ROP1	RO-Pumpe	609777
	(RO-Pumpe Motor) Pumpe 100 l Messing	609778
PI1R09	Manometer 0 - 6 bar	609779
PI1R02	Manometer 0 - 16 bar	609780
PSA1RO1	Druckschalter G1/4" a 0,2 bis 1 bar	609781
QISA1RO4	Leitfähigkeitsmesszelle Q2 0-200 µs/cm	609782
QIA1C1	Leitfähigkeitsmesszelle Q3 0-20 µs/cm	609783
QIA2C1	Leitfähigkeitsmesszelle Q4 0-10 µs/cm	609784
1EHV1	Kugelhahn	609785
1ROBV1, 1ROBV2, 1ROBV3,	Magnetventil 1/2" i 0-10 bar	609786
1RORV1, 1RORV2, 1RORV3, 1RORV4	Rückschlagventil	609787
1ROAP1	Zapfhahn	609788
ROSV2	Überströmventil	609789
ROSV1	Kugelhahn	609790
2ERV1	Rückschlagventil	609787
1RO7	Drucktransmitter mit Temperaturmessung 0-25 bar	609791
	Installationsrelais 02 A	609792
	UO-Wickelement, 3,3 m² Membranfläche	607708
	Einzeileile für RO Modulblock MSE-4	609793
	PP Modulspanne für Druckrohr EQ	609794
-	3-Wege-Kugelhahn L-Bohrung IG G 1/2 Zoll	608353

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Wartungskit UOA MSE 400-4 1/4 jährlich	609684
Aktivkohlekerze 10" mit Gewebe 5 µm BB	609685
Filterkerze 10" 5 µm BB	609686
O-Ring für 10"/-20" Filtergehäuse Typ BB	609687
Filtertasse BB	609701
Filtertassenschlüssel für Filtertasse BB	609700
SG2800 Ionenaustauscher aus Edelstahl	600277
Edelstahl-Reinigungspistole G1/2" für VE-Wasser / Druckluft	609620
Universal Düse zur Aufnahme der Vorsätze	609621
Aufsätze Pistole, Wasser/ Luft Profiset	609622
bestehend aus	
Spitzenvorsatz, für Ventile	609624
Drainagevorsatz, für Drainageschläuche	609625
Brausevorsatz, für Flächen und Hohlräume	609626
Kanülenvorsatz mit Luer Konus, für	609627
Spritzenvorsatz mit Record-Konus, für	609628
Pipettenvorsatz, für Pipetten	609629
Flaschenspüler, für Flaschen und	609630
Wasserstrahlpumpe, zum Absaugen aus	609631
Vorsatzhalter, für 8 Vorsätze, Edelstahl	609632

POS-NR.	PartNo	Beschreibung	MENGE
1	W3T199027	Moduldruckrohr 4"x21"; SS316L	4
2	W3T198162	Verschlussstecker PP Rp3/8"	26
3	W2T524062	RO-Membran XLE-4021	2
4	W3T198575	RO-Endstopfen Noryl für VA-Druckrohr	2
5	W2T526944	O-Ring; Di 85; d 8,0; EPDM 70shore	8
6	W3T198909	Permeatrohradapter; PP	8
7	W2T526624	O - Ring 22 x 3 EPDM 70 shore	8
8	W2T526629	O-Ring; d 18; s 3,0; EPDM	16
9	W3T199486	Befestigungsbügel	6
10	W3T197900	Fixierkamm Noryl GFN 2 schwarz	16
11	W2T526185	Splint; 3,2x16mm	6
12	W3T199485	Anschlußstecker G 3/4" PP-kurz	3
13	W2T526640	O-Ring Di 19; d 3,2; EPDM 70shore	48
14	W3T197794	Stecker Durchgang PP	9
15	W3T198557	Anschlußstecker lang; PP; G 3/4"	1
16	W2T524062	RO-Membran XLE-4021	2
17	W3T199484	RO-Endstopfen Noryl für VA-Druckrohr	6
18	W3T198965	Unterlegscheibe; M8; 8,4; VA	8
19	W3T199254	Sechskantmutter M8, A4	8
20	W3T199687	Sechskantmutter M8, selbstsichernd	2
21	W2T526192	Gewindestange M8; Länge 240mm	2
22	-	#W3T354252_Modulsperange	4

	NAME	DATE
	TL	26.04.2016
CHND	TL	25.07.2016
Material: Weight:		

Nach demselben Werkstückkennzeichen Außen/Innen 0,2 Gradier nach DIN ISO 15013/15		Allgemeine Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 (mittel)	REVISION 02
ID.No. W3T354252		TITLE:	

Evoqua Water Technologies GmbH Fahrenberg 8 22885 Barsbüttel, Deutschland Tel.: +49 (40) 670864-4 Fax: +49 (40) 670864-44		DWG NO. W3T354252_Rev02 Page Blatt 01/1
MSE-4 400L/h Umkehrosmose Anlage		DO NOT SCALE DRAWING

HP Medizintechnik GmbH
Bruckmannring 34
85764 Oberschleißheim