

## Checkliste für die tägliche Routineprüfung durch den Betreiber

Typ / Modell: \_\_\_\_\_ Fabrikationsnummer (Fabr.-Nr.): \_\_\_\_\_

Prüfung	Befund * / Ergebnis #	Maßnahme
<b>optischer Gerätezustand</b>		
Sauberkeit		
Beschädigungen		
Dichtigkeit		
Schließverhalten der Tür		
Anmerkungen		
<b>Spülraum</b>		
optischer Gesamteindruck (z. B. Verfärbungen)		
Sauberkeit		
Gerüche (Dämpfe)		
Siebkombination		
Sammeltopf		
Anmerkungen		
<b>Dosieranlage</b>		
Füllstand Behälter		
Dichtigkeit		
Sauberkeit		
<b>Sprüharm</b>		
Drehbarkeit		
Düsen		
Verschraubungen		
Anmerkungen		
<b>VE-Wasseranlage</b>		
Leitwert		

\* in Ordnung / nicht in Ordnung

# vorhanden / nicht vorhanden

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Anwenders

\_\_\_\_\_  
Funktion

## Checkliste für die tägliche Routineprüfung durch den Betreiber

Korb / Einsatz Typ: \_\_\_\_\_ Materialnummer (M.-Nr.): \_\_\_\_\_

Prüfung	Befund * / Ergebnis #	Maßnahme
<b>optischer Zustand</b>		
Sauberkeit		
Beschädigungen		
Anmerkungen		
<b>Laufrollen</b>		
Freigängigkeit		
Beschädigungen		
Anmerkungen		
<b>Korbankopplung / Wasserzuführung</b>		
Verschraubung Adapter		
Höheneinstellung		
Anmerkungen		
<b>Sprüharme</b>		
Drehbarkeit		
Düsen		
Verschraubungen		
Anmerkungen		
<b>Zubehör</b>		
Spüldüsen		
Spülhülsen / Endkappen		
Schlauchadapter		
Verschlusschrauben		
Filterplatte		
Magnete für AWK		
Anmerkungen		

\* in Ordnung / nicht in Ordnung

# vorhanden / nicht vorhanden

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Anwenders

\_\_\_\_\_  
Funktion