

## 4.2.2 Abmessungen und Gewichte

Die Maßangaben sowie die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Transportzustand.

## 4.2.3 Container

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen L / B / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Container Lagerung Sterilgut EL	1	6058 / 2438 / 2438	36,01	9120
Container Transport Zubehör EL	1	6058 / 2438 / 2591	38,27	9900
Container Sterilisation 2x4 StE EL	1	6058 / 2438 / 2438	36,01	7351

Tabelle 1 Container: Abmessungen und Gewichte

## 4.2.4 Packeinheiten CLS

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Fest eingebaut				
Edelstahl-Hochschrank 1030, staubdicht, komplett mit 4 Einlegeböden breit	8	1030/640/2020	1,33	-
Edelstahl-Hochschrank 950, staubdicht, komplett mit 4 Einlegeböden	1	950/640/2020	1,23	-
TLE endoStore one-click mit Zubehör	1	600/540/1900	0,62	170,000
Beweglich				
Abwasserhebeanlage 160 HSK in Transportverpackung	1	1000/780/1045	0,82	215,000

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Transportwagen TW66V-790	2	600/730/975	0,43	30,000
Schrankwagen JF900 Gewicht mit oder ohne Inhalt?	1	1100/637/1300	0,91	102,000
Dampfsterilisator VARIOKLAV® 65 TC Bw kpl.	2	833/761/1215	0,77	281,500
Spültisch mit UOA MSE 400-4 in TranspVerp	1	1200/850/1050	1,07	225,000
Permeattank 400 I NASK II in TranspVerp	1	1200/850/1050	1,07	205,000
Spülschrank mit Einbau-URG in TrspVerp	1	1200/850/1050	1,07	200,000
Fundamentstützen CLS in TrspVerp	1	338/808/370	0,10	90,000
Umlaufkühler 1800/20	2	615/835/761	0,39	89,000
4 Ionenaustauscherpatronen in Haubenbehälter	1	615/835/761	0,39	100,000
Modulblock UOA 4-fach L-Form in TrspVerp	1	454/765/305	0,11	
Transportkoffer Ordner Dokumentation	1	520/690/365	0,13	
Werkzeugbox CSE Sterilisationsmodul EinsLaz komplett inkl. Werkzeugsatz	1	290/585/280	0,05	
Akku-Schrauber in Transportkoffer	1	260/375/120	0,01	

Tabelle 2 CLS EL: Abmessungen und Gewichte

#### 4.2.5 Packeinheiten CTZ

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Nivelliergerät Rotationslaser in Tragetasche mit Zubehör	1	215/270/250	0,01	2,000
Handgabelhubwagen AM2200	1	520/1320/1234	0,85	84,000
Hydraulikstapler SDJ 1012	1	740/1640/1720	2,09	200,000

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Miele Transferwagen MF/3	2	640/810/1200	0,62	45,000
Versorgungssockel und Trennwand RDG	1	2850/700/150	0,30	125,000
Wäsche- und Abfallsammler	1	380/425/802	0,13	
Endobox-Zureichewagen	2	630/630/790	0,31	
Werkzeugbox inkl. Werkzeug Montage CRM	1	510/250/260	0,04	
Schleuse 2837 Verbindung CSE - CLS EL	1			
Schleuse 2839 Verbindung EHZ II - CLS EL	1			
Schleuse 2840 Verbindung EHZ II - CSE	1			
Anschlussrahmen Verbindung CSE – CST	1			
Containerraummodul (CRM) EL II, Hülle	1			

Tabelle 3 CTZ EL: Abmessungen und Gewichte

#### 4.2.6 Packeinheiten CST

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Fest eingebaut				
Dampf-Groß-Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC	2	873/1040/1950	1,77	
Sterildampf-Versorgungsanlage DR9/18 Twin	1	450/700/1800	0,57	
Druckluftanlage CST	1	724/445/535	0,17	
Waschtisch mit Umkehrosmo- seanlage MSE 200-2	1	700/720/900	0,45	
Auszugswagen Ionenaustauscher CST	1	250/638/397	0,06	

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Wasserversorgungs- und Entsorgungsanlage 160/33 NASK III EL	1	1100/720/900	0,71	
Klimaanlage AC M5 MK II	1			
<b>Beweglich</b>				
Miele Transferwagen MF/3	2	640/810/1200	0,62	45,000
Edelstahltisch MSE, mit Rostauflage Alu	4	720/1100/90	0,07	25,4
Kiste 01/10 CST, mit 4 Leuchten	1	340/611/1000	0,21	
Kiste 02/10 CST Edelstahltische	1	1215/833/516	0,52	125,000
Kiste 03/10 CST Edelstahltische	1	1215/833/516	0,52	125,000
Kiste 04/10 CST Ergänzungsausstattung Steelco DS 610/2 Anteile	1	1215/833/516	0,52	70,000
Kiste 05/10 CST Edelstahltische + Ionenaustauscherpatronen	1	1215/833/516	0,52	155,000
Umlaufkühler 2000/20	2	615/835/761	0,39	89,000
RDG Miele G7826 + Zubehör in Transportverpackung	3	1000/895/2080	1,86	566,000
RDE Belimed WD 430 mit Zubehör in Transportverpackung	1	995/895/1542	1,37	467,000

Tabelle 4 CST EL: Abmessungen und Gewichte

#### 4.2.7 Modul Prozesswasserkühlung

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
Modul Prozesswasserkühlung kpl.	1	2300/1300/1985	5,94	1252,000

Tabelle 5 Modul Prozesswasserkühlung: Abmessungen und Gewicht

#### 4.2.8 Zeltklimagerät ZKB 15-A10

Packeinheit	Anzahl	Abmessungen B / T / H (mm)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Gewicht (kg)
Zeltklimagerät ZKB 15-A10, inkl. Rüstsatz	6	885/1845/1025	1,67	300,000

Tabelle 6 Zeltklimagerät ZKB 15 A-10: Abmessungen und Gewicht