

Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter



Materialstamm
603000:DM828:1

Inhaltsliste

Copyright

© 2021 HP Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen von Spezifikationen, Bedingungen und Preisen vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts sind auch auszugsweise nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen
vorbehalten.

Hersteller, Lieferant und Werkskundendienst

HP Medizintechnik GmbH

Bruckmannring 34
D-85764 Oberschleißheim

Tel.: +49 (89) 45 35 19 4 -50
Fax: +49 (89) 45 35 19 4 -90

Internet: <http://www.hp-med.com>
Email: info@hp-med.com

Weitere Kontaktadressen finden Sie unter www.hp-med.com

Inhaltsliste

1	Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter.....	4
2	Notizen.....	7
3	Impressum.....	8

Dieses Dokument ist ein Begleitdokument zur Stückliste „603000:DM828:1“ der Stücklistenart „B“ und beinhaltet die Artikel, die zur Satzüberprüfung der Anlage benötigt werden. Die in Klammer geschriebenen Nummern im Feld Bezeichnung beziehen sich auf den Materialstamm in SAP. Unter Spalte K (Kennung) wird die Art des Artikels definiert.

E = Equipment

M = Material

S = Stücklistenposition

N = Eigenständiges Nichtverbrauchsgut nicht Bestandteil der Stückliste (eigenständige Buchung)

T = Teile einer eigenen Stückliste (nicht Bestandteil des Satzumfanges)

V = Vorratsteil

A = Anmerkung nur Textzeile

1 Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter

Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art.-Nr.	K K	K
	Modul Prozesswasserkühlung kpl. Wärmetauscher Flüssigkeit, Luft, Prozesswasserkühler, MSE Sterilisationsmodul VersNr. 4420-12-410-9834	1	603000	0	E
	Transportverpackung Prozesswasserkühler	1	609306	1	S
	Seitenteil, schmal, TrspVerp PWK	2	609361	2	S
	Seitenteil, breit, TrspVerp PWK	2	609362	2	S
	Deckel, Transportverpackung PWK	1	609363	2	S
	Transportsockel, Transportverpackung PWK	1	609364	2	S
	Flügel-Mutter DIN315 M10 A2	4	610030	2	S
	Scheibe DIN9021-10,5 A2	4	602573	2	S
	Verzurrgurte Prozesswasserkühler	4	610031	2	S
	Inhaltsliste Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter	1	609355	2	S
	Packanleitung Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter	1	610029	2	S








Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art.-Nr.	K K	K
	Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter <i>Fest verbaute Komponenten:</i> <i>Rückkühler RKV 11.3_S_HT mit Luftfilter</i> <i>Aktivkohlefilter mit automatischer Rückspülung</i>	1	608976	1	E
	Zuluftfilter weiß; Baureihe RKV 10	3	609320	2	
	Technische Dokumentation Prozesswasserkühler	1	609315	2	S
	BHB Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter	1	609353	3	S
	GIH Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter	1	609354	3	S
	Drucktankeinfülltrichter 2 1/2" (U1006)	1	609379	1	S
	Druckluftschlauch Prozesswasserkühlung	1	609369	1	S

Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art.-Nr.	K K	K
	Spülschlauch Prozesswasserkühlung	1	609370	1	S

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3 Impressum

Änderungen vorbehalten

HP Medizintechnik GmbH
85764 Oberschleißheim
Bruckmannring 34

Telefon: +49 (89) 45 35 19 4 -50
Telefax: +49 (89) 45 35 19 4 -90

Web: www.hp-med.com
Mail: info@hp-med.com