

Prüfmittelausstattung, Sterilisations-/Desinfektionsgerät
Inhaltsliste Transportkoffer 1/2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Artikel Nr.	BzE	Anz.
	Prüfmittelausstattung, Sterilisations-/Desinfektionsgerät (VersNr: 6695-12-402-3622)	50700000	SE	1
1	Transportkoffer groß 1/2, komplett (SN: 7XXXXXXX)	50710000	SE	1
				
1.1	Transportkoffer groß, Explorer 60, B 620 mm, L 480 mm, H 350 mm mit Schaumstoffeinlagen	50710100	SE	1
1.1.1	Rändelschraube M5 für Druckausgleich	50710110	EA	1
1.1.2	Schaumstoffeinlagen, komplett	50710120	SE	1
1.1.2.1	Schaumstoffeinlage Deckel	50710121	EA	1
1.1.2.2	Schaumstoffeinlage Boden groß, Datalogger	50710122	EA	1
1.1.2.3	Schaumstoffeinlage Boden klein, Netzteile	50710123	EA	1
1.1.2.4	Schaumstoffeinlage Boden klein, Prüfset SIMICON	50710124	EA	1
				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Artikel Nr.	BzE	Anz.
1.2	Inhaltslisten laminiert	50710200	EA	1
1.3	Packanleitung laminiert	50710300	EA	1
1.4	Dokumentationsordner, komplett für Koffer 1 und 2	50710400	EA	1
1.5	Auswerteeinheit Toshiba, komplett	50710500	SE	1
1.5.1	Auswerteeinheit Toshiba	50710510	SE	1
1.5.1.1	Akku Modell XX	50710511	EA	1
1.5.1.2	Netzteil Auswerteeinheit	50710512	EA	1
1.5.1.3	Netzkabel Auswerteeinheit	50710513	EA	1
1.5.2	USB-Maus	50710520	EA	1
1.5.3	Maus-Pad	50710530	EA	1
1.6	Datenloggersystem, komplett	50710600	SE	1
1.6.1	Ausleseeinheit, 4-fach Interface IF 200 mit Antenne	50710610	EA	1
1.6.1.1	Antenne für Ausleseeinheit	50710611	EA	1
1.6.2	Netzteil Ausleseeinheit	50710620	EA	1
1.6.3	Datenkabel USB, Länge 2 m	50710630	EA	1

	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Artikel Nr.	BzE	Anz.
	1.6.4	Druck-Temperatur-Datenlogger EBI 10-TP322, 1 Luer-Lock-Anschluss, 2 biegbare Metallfühler, Nadellänge 500 mm, 1,5 mm Durchmesser	50710640	EA	2
	1.6.5	Temperatur-Datenlogger EBI 10-T441, 2 biegbare Metallfühler, Nadellänge 500 mm, 1,5 mm Durchmesser	50710650	EA	3
	1.6.6	Temperatur-Datenlogger EBI 10-T220 (Sumpf), 1 biegbare Metallfühler, Nadellänge 250 mm, 1,5 mm Durchmesser	50710660	EA	1
	1.6.7	Bowie-Dick-Test-Datenlogger EBI 16, gem. DIN EN 285/ISO 17665	50710670	EA	1
	1.7	Sammelbox, komplett	50710700	SE	1

	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Artikel Nr.	BzE	Anz.
1.7.1	1.7.1	Sammelbox	50710710	EA	1
1.7.2	1.7.2	USB-Stick	50710720	EA	1
1.7.3	1.7.3	Batteriewechselset AL 104 für EBI 10 und EBI 100, inkl. Batterien	50710730	SE	1
1.7.4	1.7.4	Zwischenring mit Öse und O-Ring	50710740	SE	6

	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Artikel Nr.	BzE	Anz.
	1.8.1	1.8 Prüfmodelle RDG / RDGE komplett	50710800	SE	1
	1.8.1	SIMICON Prüfmodell Standard zur Kontrolle der Reinigungswirkung	50710810	EA	8
	1.8.2	SIMICON Prüfmodell MIC Simulation Hohlkörper-Reinigung	50710820	EA	1
	1.8.3	Luer-Lock-Doppel-Adapter (männlich - männlich)	50710830	EA	1
	1.8.4	Reinigungsindikatoren für Prüfmodelle	50710840	VE	1
	1.9	Messbecher mit Deckel 20 ml	50710900	EA	2
ohne Bild	1.10	Pufferlösung, Ph 4.01, 20 ml zur Kalibrierung Ph-Elektrode	50711000	EA	5
ohne Bild	1.11	Pufferlösung, Ph 7.01 ,20 ml zur Kalibrierung Ph-Elektrode	50711100	EA	5
ohne Bild	1.12	Pufferlösung, Ph 10.01, 20 ml zur Kalibrierung Ph-Elektrode	50711200	EA	5